



CODIGO	CUADRO BÁSICO	CUADRO BÁSICO ALTERNATIVO	DESCRIPCIÓN
PAHTQI12041	*	*	Cánula nasofaríngea 4.0 mm
PAHTQI12042	*	*	Cánula nasofaríngea 4.5 mm
PAHTQI12043	*	*	Cánula nasofaríngea 5.0 mm
PAHTQI12044	*	*	Cánula nasofaríngea 5.5 mm
PAHTQI12045	*	*	Cánula nasofaríngea 6.0 mm
PAHTQI12046	*	*	Cánula nasofaríngea 6.5 mm
PAHTQI12047	*	*	Cánula nasofaríngea 7.0 mm
PAHTQI12048	*	*	Cánula nasofaríngea 7.5 mm
PAHTQI12049	*	*	Cánula nasofaríngea 8.0 mm
PAHTQI12050	*	*	Cánula nasofaríngea 8.5 mm
PAHT20030	*	*	Sistema de succión cerrado neonatal 5 FR para tubo endotraqueal
PAHT20031	*	*	Sistema de succión cerrado neonatal 6 FR para tubo endotraqueal
PAHT20032	*	*	Sistema de succión cerrado neonatal / pediátrico 8 FR para tubo endotraqueal
PAHT20033	060.345.3119	*	Sistema de succión cerrado adulto 10 FR avanzado para tubo endotraqueal
PAHT20034	060.345.3127	*	Sistema de succión cerrado adulto 12 FR avanzado para tubo endotraqueal
PAHT20035	060.345.3135	*	Sistema de succión cerrado adulto 14 FR avanzado para tubo endotraqueal
PAHT20036	060.345.3143	*	Sistema de succión cerrado adulto 16 FR avanzado para tubo endotraqueal
PAHT20715	*	*	Sistema de succión cerrado adulto 18 FR avanzado para tubo endotraqueal
PAHT21050	060.345.3119	*	Sistema de succión cerrado adulto 10 FR simple para tubo endotraqueal
PAHT21051	060.345.3127	*	Sistema de succión cerrado adulto 12 FR simple para tubo endotraqueal
PAHT21052	060.345.3135	*	Sistema de succión cerrado adulto 14 FR simple para tubo endotraqueal
PAHT21053	060.345.3143	*	Sistema de succión cerrado adulto 16 FR simple para tubo endotraqueal
PAHT20717	060.345.3168	*	Sistema de succión cerrado adulto 14 FR para traqueostomía
PAHT20718	060.345.3176	*	Sistema de succión cerrado adulto 16 FR para traqueostomía
PAHTI01018	*	*	Catéter de Succión 18FR
PAHTI01016	*	*	Catéter de Succión 16FR
PAHTI01014	*	*	Catéter de Succión 14FR
PAHTI01012	*	*	Catéter de Succión 12FR
PAHTI01010	*	*	Catéter de Succión 10FR
PAHTI01008	*	*	Catéter de Succión 8FR
PAHTI01006	*	*	Catéter de Succión 6FR
PAHTI01005	*	*	Catéter de Succión 5FR
PAHTM10105	*	*	Bolsa de Infusión de presión semi-reutilizable 1000ML
PAHTM10103	*	*	Bolsa de Infusión de presión semi-reutilizabl 500ML